



Produktdatenblatt

Technische Informationen

- **Gerätename** Comfort Cough II
- **Modellbezeichnung** CC20
- **Zweck** Der mechanische In-/Exsufflator (MI-E) hilft Patienten, die nicht eigenständig husten können, auf nicht-invasive Weise bei der Sekretmobilisierung
- **Nennspannung** 100 – 240V ~
- **Nennfrequenz** 50/60Hz
- **Nennleistung** 120VA
- **Elektroschutz** BF Klasse II
- **Abmessungen** 287 x 273 x 218mm (B x H x T)
- **Gewicht** 1 Satz, 4,6kg (ohne Zubehör)
- **Schutzklasse** IP21

Betriebsdaten

- **Einatemungsdruck (Ip)** 0 bis +70cmH₂O
(in Schritten von je 1cmH₂O)
- **Ausatmungsdruck (Ep)** 0 bis +70cmH₂O
(in Schritten von je 1cmH₂O)
- **Einatemungsdauer (Ti)** 0,0 bis 5,0 Sekunden
(in Schritten von je 0,1 Sekunden)
- **Ausatmungsdauer (Te)** 0,0 bis 5,0 Sekunden
(in Schritten von je 0,1 Sekunden)
- **Pausendauer(Tp)** 0,0 bis 5,0 Sekunden
(in Schritten von je 0,1 Sekunden)
- **Auslöser (Synchronisierung)** 1 (sensibel) bis 9 (kaum sensibel)
- **Einatemungsdurchfluss** NIEDRIG, MITTEL, HOCH
- **Modi** Automatisch, Manuell, Perkussion
- **Frequenz** 1 bis 20Hz
- **Amplitude** 1 bis 1cmH₂O
- **Perkussions-Modus**
 - **Einatemungsdruck** 0 bis +70cmH₂O
(in Schritten von je 1cmH₂O)
 - **Frequenz** 10 bis 780 CPM
(in Schritten von je 10 CPM)
 - **Verhältnis I:E** 5:1 bis 1:5

Lieferumfang

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
100652	Comfort Cough® II (Mechanischer In-/Exsufflator) mit Netzteil, Transporttasche und Gebrauchsanweisung
270349	BTS349 – Einweg Schlauch- system mit Maske für Erwachsene

Vertrieb durch:

WILMed GmbH

Medizinische Geräte und Zubehör

Gewerbepark Barthelmesaurach
Aurachhöhe 5–7
91126 Kammerstein (Germany)

Phone: +49 9178 996999-0

Fax: +49 9178 996778

info@wilamed.com

www.wilamed.com

Weiteres Zubehör auf Anfrage erhältlich!

Antragstellung für Heil- und Hilfsmittelnummer nach § 139 SGB V bereits erfolgt