


WILAméd

Equipment for Professionals



WILAhiflow Maxi

www.wilamed.com

NHFOT Nasenkanüle für
Erwachsene



WILAhiflow Maxi

Die **WILAhiflow Maxi** Nasenkanüle wird im Rahmen einer nasalen High-Flow Sauerstoff-Therapie (NHOT) für Erwachsene, die an akutem Atemversagen leiden, angewendet. Die Nasenkanüle ist so konzipiert, dass sie Luft (mit oder ohne Sauerstoffgemisch) bis zu einer maximalen Durchflussrate von 60 l/Minute verabreichen kann. Besonderes Merkmal der Kanüle – der äußerst elastische Verbindungsschlauch. Die WILAhiflow Maxi Nasenkanüle ist für den Einmalgebrauch im Krankenhaus/klinischen wie auch im außerklinischen Bereich bestimmt.

Bestellinformationen

Artikelnummer	Bezeichnung	Größe	Packung/Stückzahl
30076310	WILAhiflow Maxi, small	S	10
30076410	WILAhiflow Maxi, medium	M	10
30076510	WILAhiflow Maxi, large	L	10



Vertrieb durch:

WILamed GmbH

Medizinische Geräte und Zubehör

Gewerbepark Barthelmesaurach
Aurachhöhe 5–7
91126 Kammerstein

Telefon: +49 9178 996999-0
Fax: +49 9178 996778
info@wilamed.com
www.wilamed.com