


# WILAméd

*Equipment for Professionals*



## WILAhiflow Mini

[www.wilamed.com](http://www.wilamed.com)

NHFOT Nasenkanüle für Kinder



# WILAhiflow Mini

Die **WILAhiflow Mini** Nasenkanüle für Kinder wird im Rahmen einer nasalen High-Flow Sauerstoff-Therapie (NHOT) eingesetzt, um erwärmtes und befeuchtetes Atemgas als Atemunterstützung an Patienten mit Spontanatmung zu verabreichen. Die WILAhiflow Mini Nasenkanüle ist für den Einmalgebrauch im Krankenhaus/klinischen Umfeld bestimmt und muss von einem Arzt verordnet werden.

## Bestellinformationen

Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Größe	Packung/Stückzahl
30076010	WILAhiflow Mini, small	Gelb	S	10
30076110	WILAhiflow Mini, medium	Lila	M	10
30076210	WILAhiflow Mini, large	Grün	L	10



**Vertrieb durch:**

**WILAméd GmbH**

Medizinische Geräte und Zubehör

Gewerbepark Barthelmesaurach  
Aurachhöhe 5–7  
91126 Kammerstein

Telefon: +49 9178 996999-0  
Fax: +49 9178 996778  
info@wilamed.com  
www.wilamed.com