


WILAméd

Equipment for Professionals



**WILAhiflow Mini Plus
Nasenkanüle**

www.wilamed.com



WILAhiflow Mini Plus Nasenkanüle


Die **WILAhiflow Mini Plus** Nasenkanüle für Kinder wird im Rahmen einer nasalen High-Flow Sauerstoff-Therapie (NHOT) eingesetzt, um erwärmtes und befeuchtetes Atemgas als Atemunterstützung an Patienten mit Spontanatmung zu verabreichen. Die WILAhiflow Mini Nasenkanüle ist für den Einmalgebrauch im Krankenhaus/ klinischen Umfeld bestimmt und muss von einem Arzt verordnet werden.

Verstellbarer Schieberegler

Der Schieberegler ermöglicht eine sichere und bequeme Passform, ohne dass ein zusätzlicher Gurt benötigt wird.

Hautfreundliche Aufkleber

Die beidseitigen Aufkleber wurden unter dem Gesichtspunkt der Stabilität, der guten Luftdurchlässigkeit und der Hautfreundlichkeit entwickelt.



Sanft berührende Schläuche

Sanftes Berühren der Ohren und des Gesichts, um die Reibung und den Druck auf empfindliches Gewebe zu minimieren.

Mehrere Patientengruppen

Farbkodierte Kanülengrößen erfüllen die Anforderungen von verschiedenen Patientengruppen.

Bestellinformationen

Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Durchflussrate	Patientengewicht
3007671	WILAhiflow Mini Nasenkanüle, klein	Gelb	2 ~ 10 L/min	2 ~ 8 Kg
3007681	WILAhiflow Mini Nasenkanüle, mittel	Blau	2 ~ 20 L/min	3 ~ 15 Kg
3007691	WILAhiflow Mini Nasenkanüle, groß	Grün	2 ~ 25 L/min	12 ~ 22 Kg

Vertrieb durch:

WILAmEd GmbH

Ein Unternehmen der Löwenstein Gruppe

Gewerbepark Barthelmesaurach
Aurachhöhe 5-7
91126 Kammerstein (Germany)

Phone: +49 9178 996999-0

Fax: +49 9178 996778

info@wilamed.com

www.wilamed.com



BMC Medical Co., Ltd.
Room 110, Tower A Fengyu Building,
No.115 Fucheng Road, Haidian
100036 Beijing, China

Tel: +86-22-8293 9881

Fax: +86-22-8293 9881 etx. 810

en.bmc-medical.com