

# WILAméd

*Equipment for Professionals*



**WILAhiflow Mini Plus  
Cannula nasale**  
[www.wilamed.com](http://www.wilamed.com)



# WILAhiflow Mini Plus Cannula nasale


La **WILAhiflow Mini Plus** Cannula nasale per Bambini è una cannula nasale monouso destinata all'uso con un sistema di ossigenoterapia nasale ad alto flusso (NHOT) per erogare una terapia nasale ad alto flusso riscaldata e umidificata a pazienti con respirazione spontanea che richiedono un supporto respiratorio. WILAhiflow Mini Nasal Cannula è progettato per l'uso in ambienti ospedalieri e deve essere prescritto da un medico.

## Cursore regolabile

Grazie al cursore, è possibile ottenere una vestibilità sicura e confortevole senza bisogno di una cinghia aggiuntiva.

## Adesivi rispettosi della pelle

Gli adesivi bilaterali sono stati progettati sotto la concezione di stabilità, buona permeabilità all'aria e rispettosi della pelle.



## Tubi a contatto morbido

Tocco delicato sulle orecchie e sul viso in modo che l'attrito e la pressione sui tessuti delicati siano ridotti al minimo.

## Gruppi di pazienti multipli

Le dimensioni delle cannule codificate per colore soddisfano i requisiti di vari gruppi di pazienti.

## Informazioni per ordinare

Numero di parte	Descrizione	Colore	Range di flusso	Peso del paziente
3007671	WILAhiflow Mini Cannula Nasale, piccolo	Giallo	2 ~ 10 L/min	2 ~ 8 Kg
3007681	WILAhiflow Mini Cannula Nasale, medium	Blu	2 ~ 20 L/min	3 ~ 15 Kg
3007691	WILAhiflow Mini Cannula Nasale, grande	Verde	2 ~ 25 L/min	12 ~ 22 Kg

Distribuito da:

## WILAmEd GmbH

Una società del Gruppo Löwenstein

Gewerbepark Barthelmesaurach

Aurachhöhe 5-7

91126 Kammerstein (Germany)

Phone: +49 9178 996999-0

Fax: +49 9178 996778

info@wilamed.com

www.wilamed.com



BMC Medical Co., Ltd.

Room 110, Tower A Fengyu Building,

No.115 Fucheng Road, Haidian

100036 Beijing, China

Tel: +86-22-8293 9881

Fax: +86-22-8293 9881 etx. 810

en.bmc-medical.com