

# PRODUKTKATALOG

## HOME CARE

- + Aktive Atemgasbefeuchter
- + Patientenschnittstellen
- + Atemsets beheizt
- + Schlaftherapie
- + Atemsets unbeheizt
- + Zubehör

QUALITÄT  
AUS LEIDENSCHAFT

NACHHALTIGE  
PRODUKTION

[www.wilamed.com](http://www.wilamed.com)

INDIVIDUELLE  
LÖSUNGEN

**WILAméd** Ein Unternehmen von  
**LÖWENSTEIN**



Verantwortliche und Entscheidungsträger sowie Fachkräfte im Gesundheitswesen benötigen übersichtliche Informationen um schnell und einfach das richtige Equipment für unterschiedlichste Behandlungstherapien in der Beatmungsmedizin auszuwählen.

In unserem Produktangebot spiegeln sich die über Jahre hinweg gewonnenen Erkenntnisse aus Krankenhäusern aus verschiedensten Ländern wieder.



## QUALITÄT AUS LEIDENSCHAFT

WILamed Produkte werden nicht nur gesetzlichen Standards für Medizintechnik gerecht, vielmehr messen wir unsere Leistung an den uns selbst gesetzten, strengen Qualitätsvorgaben.



## NACHHALTIGE PRODUKTION

Moderne umweltfreundliche Produktionsanlagen und Fertigungsabläufe, soziale Verantwortung und nachhaltige Investitionen am Standort Deutschland sichern eine konstante Produkt- und Prozessqualität auf höchstem Niveau.




## OPTIMIERTE LÖSUNGEN

Das Ergebnis sind optimal aufeinander abgestimmte Produkte, die eine bestmögliche Patientenversorgung gewährleisten.







## Wir erleichtern das Atmen – seit über 25 Jahren!

WILAméd ist ein international agierender Hersteller von medizinischen Geräten und Zubehör auf dem Gebiet der invasiven und nicht-invasiven Beatmung. In über 70 Ländern der Welt leisten WILAméd-Produkte einen wichtigen Beitrag zur respiratorischen Patientenversorgung von Neonaten, Kindern und Erwachsenen.

Als Teil der Löwenstein Gruppe betreut WILAméd über autorisierte Fachhandelspartner den Homecare-Bereich ebenso wie Kliniken, Krankenhäuser und Reha-Einrichtungen.

Im Gewerbepark Barthelmesaurach arbeiten rund 150 Beschäftigte in Produktion und Verwaltung tagtäglich daran, den Behandlungserfolg von beatmeten Patienten zu optimieren.

# INHALTSVERZEICHNIS

## BEATMUNG

AKTIVE ATEMGASBEFEUCHTER.....	5
BEFESTIGUNGEN FÜR ATEMGASBEFEUCHTER .....	8
STERILWASSER ZUR ATEMGASBEFEUCHTUNG .....	10
ATEMSETS BEHEIZT .....	11
BEFEUCHTERKAMMERN .....	36
ATEMSETS UNBEHEIZT .....	38
ATEMSETS UNBEHEIZT - CLEARline für mech. Insufflator-Exsufflator (MI-E) .....	54
EINWEG PATIENTENSCHNITTSTELLEN .....	55

## SCHLAFTHERAPIE/NIV-BEATMUNG

ATEMSCHLAUCH BEHEIZT - CozyLine & CozyTube.....	57
ATEMSCHLAUCH UNBEHEIZT- AIRline .....	58
PATIENTENSCHNITTSTELLEN.....	59
KOPFBÄNDER FÜR PATIENTENSCHNITTSTELLEN.....	60
ZUBEHÖR .....	62

*Bei Fragen zu unseren Produkten, wenden Sie sich gerne an Ihren WILAmed Ansprechpartner.*

*Die Abbildungen dienen nur zu Illustrationszwecken.*

*„Behandlungseinheit“ bezeichnet eine Kombination von zusammen verpackten und in Verkehr gebrachten Produkten, die zur Verwendung für einen spezifischen medizinischen Zweck bestimmt sind.*



# AKTIVE ATEMGASBEFEUCHTER

## AIRcon Gen2 Atemgasbefeuchter



Der **WILamed Atemgasbefeuchter AIRcon Gen2** ist eine effektive Gesamtlösung zur optimalen Atemgasbefeuchtung von maschinell (invasiv und nicht-invasiv) beatmeten Patienten.

Durch die Erwärmung und Befeuchtung des Atemgases wird die natürliche Reinigungsfunktion der Lunge, die mukoziliäre Clearance, unterstützt.

Die Gefahr von pulmonalen Infektionen oder einer Schädigung des Lungengewebes wird somit effektiv reduziert.

Der umfassend weiterentwickelte AIRcon Gen2 zählt zu den fortschrittlichsten Atemgasbefeuchtern, die aktuell auf dem Markt verfügbar sind.

Als voll ausgestattetes Atemgasbefeuchtungsset ist der AIRcon Gen2 mit seinem umfangreichen Zubehör sorgenfrei und schnell zu installieren und gewährleistet somit einen sicheren Betrieb.

Die **AIRcon Atemgasbefeuchterserie** wird seit 2010 von Fachkräften im Gesundheitswesen gut angenommen – ob in der Intensivpflege oder Heimbeatmung.

### Lieferumfang:

- Atemgasbefeuchter / Grundgerät
- Elektrischer Heizdrahtadapter (INSP und EXSP)
- Temperaturmesssonde

Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VE
AIRcon Gen2 Atemgasbefeuchter 220 - 240 V Version	101200	1
AIRcon Gen2 Atemgasbefeuchter 110 - 120 V Version	101201	1

## AIRniva Atemgasbefeuchter



Der **WILamed Atemgasbefeuchter AIRniva** ist eine effektive Gesamtlösung zur optimalen Atemgasbefeuchtung von nicht-invasiv beatmeten Patienten.

Durch die Erwärmung und Befeuchtung des Atemgases wird die natürliche Reinigungsfunktion der Lunge, die mukoziliäre Clearance, unterstützt.

Die Gefahr von pulmonalen Infektionen oder einer Schädigung des Lungengewebes wird somit effektiv reduziert.

### Lieferumfang:

- Atemgasbefeuchter / Grundgerät
- Elektrischer Heizdrahtadapter (INSP)

Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VE
AIRniva Atemgasbefeuchter 220 - 240 V Version	100500	1
AIRniva Atemgasbefeuchter 110 - 120 V Version	100505	1

## Dual Heizdrahtadapter INSP und EXSP



Dual Heizdrahtadapter für WILamed Doppelschlauchsets.

Nur zur Verwendung am AIRcon Atemgasbefeuchter!

Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VE
Dual Heizdrahtadapter INSP + EXSP	100929	1



## Heizdrahtadapter INSP



Heizdrahtadapter nur für inspiratorisch beheizte WILAmед Atemsets.

Geeignet zur Verwendung an AIRcon und AIRniva.

Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VE
Heizdrahtadapter nur für Inspiration (INSP)	100942	1

## Temperaturmesssonde



Geeignet für die Verwendung an AIRcon und AIRniva.

Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VE
Temperaturmesssonde 160 cm	100910	1
Temperaturmesssonde 180 cm	100909	1


## C-Befestigungseinheit für Atemgasbefeuchter



Unsere Standard C-Klemme ist für die Befestigung z.B. des Atemgasbefeuchters AIRcon an Infusionsständern mit einem maximalen Durchmesser von 40 mm bestimmt.

Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VE
C-Befestigungseinheit für Atemgasbefeuchter	550301	1

## Befestigungseinheit für die Normschiene



Unsere Standard Befestigungseinheit ist z.B. für die Befestigung des Atemgasbefeuchters AIRcon an Normschienen bestimmt.

Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VE
Befestigungseinheit für Normschiene	550226	1



## Gewinkelte Befestigungseinheit für die Normschiene



Unsere gewinkelte Befestigungseinheit ist z.B. für die Befestigung des Atemgasbefeuchters AIRcon an Normschienen bestimmt.

Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VE
Gewinkelte Befestigungseinheit für die Normschiene	550247	1

## Wassergalgen mit Teleskopvorrichtung




Wasserflaschenhalterung mit Teleskopstange und Aufnahme für Atemgasbefeuchter, zur Befestigung an Normschienen im klinischen- und außerklinischen Umfeld.

Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VE
Wasserflaschenhalterung mit Teleskopstange	550220	1



# STERILWASSER ZUR ATEMGASBEFEUCHTUNG

## WILAqua Sterilwasser



Das Sterilwasser WILAqua wird in modernsten Fertigungsanlagen erzeugt und ist speziell für die anspruchsvollen hygienischen Anforderungen von invasiv und nicht-invasiv beatmeten Patienten entwickelt worden. Es handelt sich dabei um destilliertes Sterilwasser.

\* Nur in ausgewählten Märkten erhältlich. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

### Artikelbezeichnung

### Artikelnummer

### VE

WILAqua Sterilwasser zur Atemgasbefeuchtung, 1.000 ml PE Flasche

500186

10

WILAqua Sterilwasser zur Atemgasbefeuchtung, 1.000 ml PE Flasche

5001862

660



## WILAqua Sterilwasser, ovale Flasche



\* Nur in ausgewählten Märkten erhältlich. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

### Artikelbezeichnung

### Artikelnummer

### VE

WILAqua Sterilwasser zur Atemgasbefeuchtung, 1.000 ml PE ovale Flasche

50018810

10

WILAqua Sterilwasser zur Atemgasbefeuchtung, 1.000 ml PE ovale Flasche

500188600


600



# ATEMSETS BEHEIZT

## Zur Verwendung mit LÖWENSTEIN LUISA

### Atemset beheizt, ein-schenklig, mit aktivem Ausatemventil



**Beschreibung:** Atemset beheizt (i), ein-schenklig  
Ausatemventil: Aktives Ventil mit Druckmess- und Steuerleitung  
Durchmesser: 22 mm  
Länge: 150 cm beheizt  
Flowbereich: 4 - 80 l/min  
Verbindungsschlauch: 60 cm  
Befeuchterkammer: C200AF Auto-fill, nur für AIRcon Gen2 verwendbar  
Standzeit: Einwegsystem, max. 7 Tage

Erwachsene



#### Artikelbezeichnung

#### Artikelnummer


#### VE

BTS8119A, Atemset beheizt, inkl. AF Befeuchterkammer

27173910

10

### Atemset beheizt, ein-schenklig, mit aktivem Ausatemventil



**Beschreibung:** Atemset beheizt (i), ein-schenklig  
Ausatemventil: Aktives Ventil mit Druckmess- und Steuerleitung  
Durchmesser: 15 mm  
Länge: 150 cm beheizt  
Flowbereich: 3 - 30 l/min  
Verbindungsschlauch: 60 cm  
Befeuchterkammer: C200AF Auto-fill, nur für AIRcon Gen2 verwendbar  
Standzeit: Einwegsystem, max. 7 Tage

Kinder



#### Artikelbezeichnung

#### Artikelnummer



#### VE

BTS6076A, Atemset beheizt, inkl. AF Befeuchterkammer

27173810

10

## Atemset beheizt, zwei-schenklig, mit Y-Stück



**Beschreibung:** Atemset beheizt (i+e), zwei-schenklig  
Y-Stück mit Druckmessleitung



Durchmesser: 22 mm  
Länge: 150 cm beheizt  
Flowbereich: 4 - 80 l/min  
Verbindungsschlauch: 60 cm  
Befeuchterkammer: C200AF Auto-fill, nur für **AIRcon Gen2** verwendbar  
Standzeit: Einwegsystem, max. 7 Tage

Erwachsene



Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VE
BTS8117A, Atemset beheizt, inkl. AF Befeuchterkammer	27173510	10

## Atemset beheizt, zwei-schenklig, mit Y-Stück



**Beschreibung:** Atemset beheizt (i+e), zwei-schenklig  
Y-Stück

Durchmesser: 22 mm  
Länge: 150 cm beheizt  
Flowbereich: 4 - 80 l/min  
Verbindungsschlauch: 60 cm  
Befeuchterkammer: C200AF Auto-fill, nur für **AIRcon Gen2** verwendbar  
Standzeit: Einwegsystem, max. 7 Tage

Erwachsene




Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VE
BTS8128A, Atemset beheizt, inkl. AF Befeuchterkammer	27175810	10





## Atemset beheizt, zwei-schenkelig, mit Y-Stück



**Beschreibung:** Atemset beheizt (i+e), zwei-schenkelig  
Y-Stück mit Druckmessleitung

Durchmesser: 15 mm  
Länge: 150 cm beheizt  
Flowbereich: 3 - 30 l/min  
Verbindungsschlauch: 60 cm  
Befeuchterkammer: C200AF Auto-fill, nur für **AIRcon Gen2** verwendbar  
Standzeit: Einwegsystem, max. 7 Tage

**Kinder**



### Artikelbezeichnung

### Artikelnummer


### VE

BTS6075A, Atemset beheizt, inkl. AF Befeuchterkammer

27173610

10

## Atemset beheizt, zwei-schenkelig, mit Y-Stück



**Beschreibung:** Atemset beheizt (i+e), zwei-schenkelig, mit Wasserfalle  
Y-Stück mit Druckmessleitung

Durchmesser: 15 mm  
Länge: 150 cm beheizt  
Flowbereich: 3 - 30 l/min  
Verbindungsschlauch: 60 cm  
Befeuchterkammer: C200AF Auto-fill, nur für **AIRcon Gen2** verwendbar  
Standzeit: Einwegsystem, max. 7 Tage

**Kinder**



### Artikelbezeichnung

### Artikelnummer


### VE

BTS6095A, Atemset beheizt, inkl. AF Befeuchterkammer

27178710

10

## Atemset beheizt, zwei-schenkelig, mit Y-Stück



**Beschreibung:** Atemset beheizt (i+e), zwei-schenkelig, mit Wasserfalle  
Y-Stück

Durchmesser: 15 mm

Länge: 150 cm beheizt

Flowbereich: 3 - 30 l/min

Verbindungsschlauch: 60 cm

Befeuchterkammer: C200AF Auto-fill, nur für **AIRcon Gen2** verwendbar

Standzeit: Einwegsystem, max. 7 Tage

**Kinder**


10kg ≤ 25kg



Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VE
BTS6038A, Atemset beheizt, inkl. AF Befeuchterkammer	27150810	10



## Atemset beheizt, zwei-schenklig, mit Y-Stück



**Beschreibung:** Atemset beheizt (i+e), zwei-schenklig  
Y-Stück mit Druckmessleitung  
Durchmesser: 10 mm  
Länge: 120 cm beheizt  
Flowbereich: 2 - 15 l/min  
Verbindungsschlauch: 60 cm  
Befeuchterkammer: C200AF Auto-fill, nur für AIRcon Gen2 verwendbar  
Standzeit: Einwegsystem, max. 7 Tage

NEO



### Artikelbezeichnung

### Artikelnummer


### VE

BTS4042A , Atemset beheizt, inkl. AF Befeuchterkammer

27174010

10

## Atemset beheizt, zwei-schenklig, mit Y-Stück



**Beschreibung:** Atemset beheizt (i+e), zwei-schenklig  
Y-Stück  
Durchmesser: 10 mm  
Länge: 120 cm beheizt  
Flowbereich: 2 - 15 l/min  
Verbindungsschlauch: 60 cm  
Befeuchterkammer: C200AF Auto-fill, nur für AIRcon Gen2 verwendbar  
Standzeit: Einwegsystem, max. 7 Tage

NEO



### Artikelbezeichnung

### Artikelnummer


### VE

BTS1361A, Atemset beheizt, inkl. AF Befeuchterkammer

27175510

10

## Atemset beheizt, ein-schenklig, mit passivem Ausatemventil WILAsilent 2




**Beschreibung:**  
 Ausatemventil: Atemset beheizt (i), ein-schenklig  
 Durchmesser: 22 mm  
 Länge: 150 cm beheizt  
 Flowbereich: 4 - 80 l/min  
 Verbindungsschlauch: 60 cm  
 Befeuchterkammer: C200AF Auto-fill, nur für **AIRcon Gen2** verwendbar  
 Standzeit: Einwegsystem, max. 7 Tage

Erwachsene



Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VE
BTS3268A, Atemset beheizt, inkl. AF Befeuchterkammer	27115610	10

## Atemset beheizt, ein-schenklig für Vented-Masken oder O2/Highflow Therapie



**Beschreibung:**  
 Ausatemventil: N/A  
 Durchmesser: 22 mm  
 Länge: 150 cm beheizt  
 Flowbereich: 4 - 80 l/min  
 Verbindungsschlauch: 60 cm  
 Befeuchterkammer: C200AF Auto-fill, nur für **AIRcon Gen2** verwendbar  
 Standzeit: Einwegsystem, max. 7 Tage

Erwachsene




Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VE
BTS3234A, Atemset beheizt, inkl. AF Befeuchterkammer	27112510	10





## Atemset beheizt, ein-schenklig, mit passivem Ausatemventil WILAsilent 2



**Beschreibung:**  
 Ausatemventil: Atemset beheizt (i), ein-schenklig  
 Durchmesser: 22 mm  
 Länge: 150 cm beheizt  
 Flowbereich: 4 - 80 l/min  
 Verbindungsschlauch: 60 cm  
 Befeuchterkammer: C200AF Auto-fill universal, nur für **AIRniva** verwendbar  
 Standzeit: Einwegsystem, max. 7 Tage

**Erwachsene**



### Artikelbezeichnung

### Artikelnummer



### VE

BTS8099A, Atemset beheizt, inkl. AF Befeuchterkammer

27170510

10

## Atemset beheizt, ein-schenklig, mit passivem Ausatemventil WILAsilent 2



**Beschreibung:**  
 Ausatemventil: Atemset beheizt (i), ein-schenklig  
 Durchmesser: 15 mm  
 Länge: 150 cm beheizt  
 Flowbereich: 3 - 30 l/min  
 Verbindungsschlauch: 60 cm  
 Befeuchterkammer: C200AF Auto-fill, nur für **AIRcon Gen2** verwendbar  
 Standzeit: Einwegsystem, max. 7 Tage

**Kinder**



### Artikelbezeichnung

### Artikelnummer



### VE

BTS2142A , Atemset beheizt, inkl. AF Befeuchterkammer

27115710

10

## Atemset beheizt, ein-schenklig, für Vented-Masken und Highflow Therapie



**Beschreibung:** Atemset beheizt (i), ein-schenklig  
 Ausatemventil: N/A  
 Durchmesser: 15 mm  
 Länge: 150 cm beheizt  
 Flowbereich: 3 - 30 l/min  
 Verbindungsschlauch: 60 cm  
 Befeuchterkammer: C200AF Auto-fill, nur für **AIRcon Gen2** verwendbar  
 Standzeit: Einwegsystem, max. 7 Tage

**Kinder**



### Artikelbezeichnung

### Artikelnummer


### VE

BTS2171A, Atemset beheizt, inkl. AF Befeuchterkammer

27151910

10

## Atemset beheizt, ein-schenklig, mit passivem Ausatemventil WILAsilent 2



**Beschreibung:** Atemset beheizt (i), ein-schenklig  
 Ausatemventil: Passives Ausatemventil WILAsilent 2 beiliegend  
 Durchmesser: 15 mm  
 Länge: 150 cm beheizt  
 Flowbereich: 3 - 30 l/min  
 Verbindungsschlauch: 60 cm  
 Befeuchterkammer: C200AF Auto-fill universal, nur für **AIRniva** verwendbar  
 Standzeit: Einwegsystem, max. 7 Tage

**Kinder**



### Artikelbezeichnung

### Artikelnummer

### VE

BTS6064A, Atemset beheizt, inkl. AF Befeuchterkammer



27170410

10



## Zur Verwendung mit Breas Vivo 45LS/55 und Vivo 65 Beatmungsgeräten

### Atemset beheizt, ein-schenklig, mit aktivem Ausatemventil





**Beschreibung:** Atemset beheizt (i), ein-schenklig  
 Ausatemventil: Aktives Ventil mit Druckmess- und Steuerleitung  
 Durchmesser: 22 mm  
 Länge: 150 cm beheizt  
 Flowbereich: 4 - 80 l/min  
 Verbindungsschlauch: 60 cm  
 Befeuchterkammer: C200AF Auto-fill, nur für **AIRcon Gen2** verwendbar  
 Standzeit: Einwegsystem, max. 7 Tage

**Erwachsene**



Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VE
BTS3238A, Atemset beheizt, inkl. AF Befeuchterkammer	27112810	10

### Atemset beheizt, ein-schenklig, mit aktivem Ausatemventil




**Beschreibung:** Atemset beheizt (i), ein-schenklig  
 Ausatemventil: Aktives Ventil mit Druckmess- und Steuerleitung  
 Durchmesser: 15 mm  
 Länge: 150 cm beheizt  
 Flowbereich: 3 - 30 l/min  
 Verbindungsschlauch: 60 cm  
 Befeuchterkammer: C200AF Auto-fill, nur für **AIRcon Gen2** verwendbar  
 Standzeit: Einwegsystem, max. 7 Tage

**Kinder**



Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VE
BTS2125A, Atemset beheizt, inkl. AF Befeuchterkammer	27113210	10

## Atemset beheizt, zwei-schenklig (nur für Vivo 65)




**Beschreibung:** Atemset beheizt (i+e), zwei-schenklig  
Y-Stück  
Durchmesser: 22 mm  
Länge: 150 cm beheizt  
Flowbereich: 4 - 80 l/min  
Verbindungsschlauch: 60 cm  
Befeuchterkammer: C200AF Auto-fill, nur für **AIRcon Gen2** verwendbar  
Standzeit: Einwegsystem, max. 7 Tage

**Erwachsene**



Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VE
BTS3481A, Atemset beheizt, inkl. AF Befeuchterkammer	27176010	10

## Atemset beheizt, zwei-schenklig (nur für Vivo 65)



**Beschreibung:** Atemset beheizt (i+e), zwei-schenklig  
Y-Stück  
Durchmesser: 15 mm  
Länge: 150 cm beheizt  
Flowbereich: 3 - 30 l/min  
Verbindungsschlauch: 60 cm  
Befeuchterkammer: C200AF Auto-fill, nur für **AIRcon Gen2** verwendbar  
Standzeit: Einwegsystem, max. 7 Tage

**Kinder**




Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VE
BTS2260A, Atemset beheizt, inkl. AF Befeuchterkammer	27176110	10





## Atemset beheizt, ein-schenklig, mit passivem Ausatemventil WILAsilent 2



**Beschreibung:** Atemset beheizt (i), ein-schenklig  
 Ausatemventil: Passives Ausatemventil WILAsilent 2 aufgesteckt  
 Durchmesser: 22 mm  
 Länge: 150 cm beheizt  
 Flowbereich: 4 - 80 l/min  
 Verbindungsschlauch: 60 cm  
 Befeuchterkammer: C200AF Auto-fill, nur für AIRcon Gen2 verwendbar  
 Standzeit: Einwegsystem, max. 7 Tage

Erwachsene



### Artikelbezeichnung

### Artikelnummer


### VE

BTS3268A, Atemset beheizt, inkl. AF Befeuchterkammer

27115610

10

## Atemset beheizt, ein-schenklig, für Vented-Masken und Highflow Therapie



**Beschreibung:** Atemset beheizt (i), ein-schenklig  
 Ausatemventil: N/A  
 Durchmesser: 22 mm  
 Länge: 150 cm beheizt  
 Flowbereich: 4 - 80 l/min  
 Verbindungsschlauch: 60 cm  
 Befeuchterkammer: C200AF Auto-fill, nur für AIRcon Gen2 verwendbar  
 Standzeit: Einwegsystem, max. 7 Tage

Erwachsene



### Artikelbezeichnung

### Artikelnummer


### VE

BTS3234A, Atemset beheizt, inkl. AF Befeuchterkammer

27112510

10

## Atemset beheizt, ein-schenklig, mit passivem Ausatemventil WILAsilent 2



### Beschreibung:



Ausatemventil: Atemset beheizt (i), ein-schenklig  
 Durchmesser: 22 mm  
 Länge: 150 cm beheizt  
 Flowbereich: 4 - 80 l/min  
 Verbindungsschlauch: 60 cm  
 Befeuchterkammer: C200AF Auto-fill universal, nur für **AIRniva** verwendbar  
 Standzeit: Einwegsystem, max. 7 Tage

Erwachsene



Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VE
BTS8099A, Atemset beheizt, inkl. AF Befeuchterkammer	27170510	10

## Atemset beheizt, ein-schenklig, mit passivem Ausatemventil WILAsilent 2



### Beschreibung:

Ausatemventil: Atemset beheizt (i), ein-schenklig  
 Durchmesser: 15 mm  
 Länge: 150 cm beheizt  
 Flowbereich: 3 - 30 l/min  
 Verbindungsschlauch: 60 cm  
 Befeuchterkammer: C200AF Auto-fill, nur für **AIRcon Gen2** verwendbar  
 Standzeit: Einwegsystem, max. 7 Tage



Kinder



Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VE
BTS2142A , Atemset beheizt, inkl. AF Befeuchterkammer	27115710	10



## Atemset beheizt, ein-schenklig, für Vented-Masken und Highflow Therapie



**Beschreibung:** Atemset beheizt (i), ein-schenklig  
 Ausatemventil: N/A  
 Durchmesser: 15 mm  
 Länge: 150 cm beheizt  
 Flowbereich: 3 - 30 l/min  
 Verbindungsschlauch: 60 cm  
 Befeuchterkammer: C200AF Auto-fill, nur für **AIRcon Gen2** verwendbar  
 Standzeit: Einwegsystem, max. 7 Tage

**Kinder**



### Artikelbezeichnung

### Artikelnummer


### VE

BTS2171A, Atemset beheizt, inkl. AF Befeuchterkammer

27151910

10

## Atemset beheizt, ein-schenklig, mit passivem Ausatemventil WILAsilent 2



**Beschreibung:** Atemset beheizt (i), ein-schenklig  
 Ausatemventil: Passives Ausatemventil WILAsilent 2 beiliegend  
 Durchmesser: 15 mm  
 Länge: 150 cm beheizt  
 Flowbereich: 3 - 30 l/min  
 Verbindungsschlauch: 60 cm  
 Befeuchterkammer: C200AF Auto-fill universal, nur für **AIRniva** verwendbar  
 Standzeit: Einwegsystem, max. 7 Tage

**Kinder**



### Artikelbezeichnung

### Artikelnummer

### VE



BTS6064A, Atemset beheizt, inkl. AF Befeuchterkammer

27170410

10

## Zur Verwendung an Resmed Astral Beatmungsgeräten

### Atemsets beheizt, ein-schenklig, mit aktivem Ausatemventil





**Beschreibung:**  
 Ausatemventil: Atemset beheizt (i), ein-schenklig  
 Durchmesser: Aktives Ventil mit Druckmess- und Steuerleitung  
 Länge: 22 mm  
 Flowbereich: 150 cm beheizt  
 Verbindungsschlauch: 4 - 80 l/min  
 Befeuchterkammer: 60 cm  
 Standzeit: C200AF Auto-fill, nur für **AIRcon Gen2** verwendbar  
 Einwegsystem, max. 7 Tage

**Erwachsene**



Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VE
BTS3391A, Atemset beheizt, inkl. AF Befeuchterkammer	27125010	10

### Atemsets beheizt, ein-schenklig, mit aktivem Ausatemventil



**Beschreibung:**  
 Ausatemventil: Atemset beheizt (i), ein-schenklig  
 Durchmesser: Aktives Ventil mit Druckmess- und Steuerleitung  
 Länge: 15 mm  
 Flowbereich: 150 cm beheizt  
 Verbindungsschlauch: 3 - 30 l/min  
 Befeuchterkammer: 60 cm  
 Standzeit: C200AF Auto-fill, nur für **AIRcon Gen2** verwendbar  
 Einwegsystem, max. 7 Tage

**Kinder**




Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VE
BTS2200A, Atemset beheizt, inkl. AF Befeuchterkammer	27125210	10





## Atemsets beheizt, zwei-schenklig, mit Y-Stück




**Beschreibung:** Atemset beheizt (i+e), zwei-schenklig  
Y-Stück  
Durchmesser: 22 mm  
Länge: 150 cm beheizt  
Flowbereich: 4 - 80 l/min  
Verbindungsschlauch: 60 cm  
Befeuchterkammer: C200AF Auto-fill, nur für **AIRcon Gen2** verwendbar  
Standzeit: Einwegsystem, max. 7 Tage

**Erwachsene**



Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VE
BTS3167A, Atemset, inkl. AF Befeuchterkammer	27176010	10

## Atemsets beheizt, zwei-schenklig, mit Y-Stück




**Beschreibung:** Atemset beheizt (i+e), zwei-schenklig, mit Wasserfalle  
Y-Stück  
Durchmesser: 15 mm  
Länge: 150 cm beheizt  
Flowbereich: 3 - 30 l/min  
Verbindungsschlauch: 60 cm  
Befeuchterkammer: C200AF Auto-fill, nur für **AIRcon Gen2** verwendbar  
Standzeit: Einwegsystem, max. 7 Tage

**Kinder**



Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VE
BTS6038A, Atemset beheizt, inkl. AF Befeuchterkammer	27150810	10

## Atemset beheizt, ein-schenklig, mit passivem Ausatemventil WILAsilent 2




**Beschreibung:** Atemset beheizt (i), ein-schenklig  
 Ausatemventil: Passives Ausatemventil WILAsilent 2 aufgesteckt  
 Durchmesser: 22 mm  
 Länge: 150 cm beheizt  
 Flowbereich: 4 - 80 l/min  
 Verbindungsschlauch: 60 cm  
 Befeuchterkammer: C200AF Auto-fill, nur für **AIRcon Gen2** verwendbar  
 Standzeit: Einwegsystem, max. 7 Tage

Erwachsene



Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VE
BTS3268A, Atemset beheizt, inkl. AF Befeuchterkammer	27115610	10

## Atemset beheizt, ein-schenklig, für Vented-Masken und Highflow Therapie



**Beschreibung:** Atemset beheizt (i), ein-schenklig  
 Ausatemventil: N/A  
 Durchmesser: 22 mm  
 Länge: 150 cm beheizt  
 Flowbereich: 4 - 80 l/min  
 Verbindungsschlauch: 60 cm  
 Befeuchterkammer: C200AF Auto-fill, nur für **AIRcon Gen2** verwendbar  
 Standzeit: Einwegsystem, max. 7 Tage


Erwachsene



Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VE
BTS3234A, Atemset beheizt, inkl. AF Befeuchterkammer	27112510	10



## Atemset beheizt, ein-schenklig, mit passivem Ausatemventil WILAsilent 2





**Beschreibung:**  
 Ausatemventil: Passives Ausatemventil WILAsilent 2 beiliegend  
 Durchmesser: 22 mm  
 Länge: 150 cm beheizt  
 Flowbereich: 4 - 80 l/min  
 Verbindungsschlauch: 60 cm  
 Befeuchterkammer: C200AF Auto-fill universal, nur für **AIRniva** verwendbar  
 Standzeit: Einwegsystem, max. 7 Tage

**Erwachsene**



Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VE
BTS8099A, Atemset beheizt, inkl. AF Befeuchterkammer	27170510	10

## Atemset beheizt, ein-schenklig, mit passivem Ausatemventil WILAsilent 2





**Beschreibung:**  
 Ausatemventil: Passives Ausatemventil WILAsilent 2 aufgesteckt  
 Durchmesser: 15 mm  
 Länge: 150 cm beheizt  
 Flowbereich: 3 - 30 l/min  
 Verbindungsschlauch: 60 cm  
 Befeuchterkammer: C200AF Auto-fill, nur für **AIRcon Gen2** verwendbar  
 Standzeit: Einwegsystem, max. 7 Tage

**Kinder**



Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VE
BTS2142A , Atemset beheizt, inkl. AF Befeuchterkammer	27115710	10

## Atemset beheizt, ein-schenklig, für Vented-Masken und Highflow Therapie



**Beschreibung:** Atemset beheizt (i), ein-schenklig  
 Ausatemventil: N/A  
 Durchmesser: 15 mm  
 Länge: 150 cm beheizt  
 Flowbereich: 3 - 30 l/min  
 Verbindungsschlauch: 60 cm  
 Befeuchterkammer: C200AF Auto-fill, nur für AIRcon Gen2 verwendbar  
 Standzeit: Einwegsystem, max. 7 Tage

**Kinder**



### Artikelbezeichnung

### Artikelnummer


### VE

BTS2171A, Atemset beheizt, inkl. AF Befeuchterkammer

27151910

10

## Atemset beheizt, ein-schenklig, mit passivem Ausatemventil WILAsilent 2



**Beschreibung:** Atemset beheizt (i), ein-schenklig  
 Ausatemventil: Passives Ausatemventil WILAsilent 2 beiliegend  
 Durchmesser: 15 mm  
 Länge: 150 cm beheizt  
 Flowbereich: 3 - 30 l/min  
 Verbindungsschlauch: 60 cm  
 Befeuchterkammer: C200AF Auto-fill universal, nur für AIRniva verwendbar  
 Standzeit: Einwegsystem, max. 7 Tage

**Kinder**



### Artikelbezeichnung

### Artikelnummer

### VE

BTS6064A, Atemset beheizt, inkl. AF Befeuchterkammer


27170410

10



## Zur Verwendung mit Trilogy EVO Beatmungsgeräten

### Atemset beheizt, ein-schenklig, mit aktivem Ausatemventil




**Beschreibung:** Atemset beheizt (i), ein-schenklig  
 Ausatemventil: Aktives Ventil mit Druckmess- und Steuerleitung  
 Durchmesser: 22 mm  
 Länge: 150 cm beheizt  
 Flowbereich: 4 - 80 l/min  
 Verbindungsschlauch: 60 cm  
 Befeuchterkammer: C200AF Auto-fill, nur für **AIRcon Gen2** verwendbar  
 Standzeit: Einwegsystem, max. 7 Tage

Erwachsene



Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VE
BTS8074A, Atemset beheizt, inkl. AF Befeuchterkammer	27168510	10

### Atemset beheizt, ein-schenklig, mit aktivem Ausatemventil



**Beschreibung:** Atemset beheizt (i), ein-schenklig  
 Ausatemventil: Aktives Ventil mit Druckmess- und Steuerleitung  
 Durchmesser: 15 mm  
 Länge: 150 cm beheizt  
 Flowbereich: 3 - 30 l/min  
 Verbindungsschlauch: 60 cm  
 Befeuchterkammer: C200AF Auto-fill, nur für **AIRcon Gen2** verwendbar  
 Standzeit: Einwegsystem, max. 7 Tage



Kinder



Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VE
BTS6054A, Atemset beheizt, inkl. AF Befeuchterkammer	27168410	10



## Atemset beheizt, zwei-schenklig, mit Y-Stück



**Beschreibung:** Atemset beheizt (i+e), zwei-schenklig  
Y-Stück mit Druckmessleitung



Durchmesser: 22 mm  
Länge: 150 cm beheizt  
Flowbereich: 4 - 80 l/min  
Verbindungsschlauch: 60 cm  
Befeuchterkammer: C200AF Auto-fill, nur für **AIRcon Gen2** verwendbar  
Standzeit: Einwegsystem, max. 7 Tage

**Erwachsene**



Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VE
BTS8121A, Atemset beheizt, inkl. AF Befeuchterkammer	27174710	10

## Atemset beheizt, zwei-schenklig, mit Y-Stück



**Beschreibung:** Atemset beheizt (i+e), zwei-schenklig  
Y-Stück mit Druckmessleitung

Durchmesser: 15 mm  
Länge: 150 cm beheizt  
Flowbereich: 3 - 30 l/min  
Verbindungsschlauch: 60 cm  
Befeuchterkammer: C200AF Auto-fill, nur für **AIRcon Gen2** verwendbar  
Standzeit: Einwegsystem, max. 7 Tage


**Kinder**



Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VE
BTS6078A, Atemset beheizt, inkl. AF Befeuchterkammer	27174610	10



## Atemset beheizt, ein-schenklig, mit passivem Ausatemventil WILAsilent 2




**Beschreibung:**  
 Ausatemventil: Atemset beheizt (i), ein-schenklig  
 Durchmesser: Passives Ausatemventil WILAsilent 2 aufgesteckt  
 Länge: 22 mm  
 Flowbereich: 150 cm beheizt  
 Verbindungsschlauch: 4 - 80 l/min  
 Befeuchterkammer: 60 cm  
 Standzeit: C200AF Auto-fill, nur für **AIRcon Gen2** verwendbar  
 Einwegsystem, max. 7 Tage

**Erwachsene**



Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VE
BTS8071A, Atemset beheizt, inkl. AF Befeuchterkammer	27168010	10

## Atemset beheizt, ein-schenklig, mit passivem Ausatemventil WILAsilent 2



**Beschreibung:**  
 Ausatemventil: Atemset beheizt (i), ein-schenklig  
 Durchmesser: Passives Ausatemventil WILAsilent 2 aufgesteckt  
 Länge: 15 mm  
 Flowbereich: 150 cm beheizt  
 Verbindungsschlauch: 3 - 30 l/min  
 Befeuchterkammer: 60 cm  
 Standzeit: C200AF Auto-fill, nur für **AIRcon Gen2** verwendbar  
 Einwegsystem, max. 7 Tage


**Kinder**



Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VE
BTS2247A, Atemset beheizt, inkl. AF Befeuchterkammer	27168110	10

## Zur Verwendung mit LÖWENSTEIN prisma VENT50

### Atemset beheizt, ein-schenklig, mit aktivem Ausatemventil




<b>Beschreibung:</b>	<b>Atemset beheizt (i), ein-schenklig</b>
Ausatemventil:	Aktives Ventil mit Druckmess- und Steuerleitung
Durchmesser:	22 mm
Länge:	150 cm beheizt
Flowbereich:	4 - 80 l/min
Verbindungsschlauch:	60 cm
Befeuchterkammer:	C200AF Auto-fill universal, nur für AIRniva verwendbar
Standzeit:	Einwegsystem, max. 7 Tage

**Erwachsene**



Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VE
BTS8100A, Atemset beheizt, inkl. AF Befeuchterkammer	27170810	10

### Atemset beheizt, ein-schenklig, mit aktivem Ausatemventil



<b>Beschreibung:</b>	<b>Atemset beheizt (i), ein-schenklig</b>
Ausatemventil:	Aktives Ventil mit Druckmess- und Steuerleitung
Durchmesser:	15 mm
Länge:	150 cm beheizt
Flowbereich:	3 - 30 l/min
Verbindungsschlauch:	60 cm
Befeuchterkammer:	C200AF Auto-fill universal, nur für AIRniva verwendbar
Standzeit:	Einwegsystem, max. 7 Tage


**Kinder**



Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VE
BTS6066A, Atemset beheizt, inkl. AF Befeuchterkammer	27170710	10



## Atemset beheizt, ein-schenklig, mit passivem Ausatemventil WILAsilent 2



**Beschreibung:**  
 Ausatemventil: Passives Ausatemventil WILAsilent 2 beiliegend  
 Durchmesser: 22 mm  
 Länge: 150 cm beheizt  
 Flowbereich: 4 - 80 l/min  
 Verbindungsschlauch: 60 cm  
 Befeuchterkammer: C200AF Auto-fill universal, nur für **AIRniva** verwendbar  
 Standzeit: Einwegsystem, max. 7 Tage




**Erwachsene**




Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VE
BTS8099A, Atemset beheizt, inkl. AF Befeuchterkammer	27170510	10

## Atemset beheizt, ein-schenklig, mit passivem Ausatemventil WILAsilent 2



**Beschreibung:**  
 Ausatemventil: Passives Ausatemventil WILAsilent 2 aufgesteckt  
 Durchmesser: 22 mm  
 Länge: 150 cm beheizt  
 Flowbereich: 4 - 80 l/min  
 Verbindungsschlauch: 60 cm  
 Befeuchterkammer: C200AF Auto-fill, nur für **AIRcon Gen2** verwendbar  
 Standzeit: Einwegsystem, max. 7 Tage




**Erwachsene**



Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VE
BTS3268A, Atemset beheizt, inkl. AF Befeuchterkammer	27115610	10

## Atemset beheizt, ein-schenklig, für Vented-Masken und Highflow Therapie




**Beschreibung:** Atemset beheizt (i), ein-schenklig  
 Ausatemventil: N/A  
 Durchmesser: 22 mm  
 Länge: 150 cm beheizt  
 Flowbereich: 4 - 80 l/min  
 Verbindungsschlauch: 60 cm  
 Befeuchterkammer: C200AF Auto-fill, nur für **AIRcon Gen2** verwendbar  
 Standzeit: Einwegsystem, max. 7 Tage

**Erwachsene**



Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VE
BTS3234A, Atemset beheizt, inkl. AF Befeuchterkammer	27112510	10

## Atemset beheizt, ein-schenklig, mit passivem Ausatemventil WILAsilent 2



**Beschreibung:** Atemset beheizt (i), ein-schenklig  
 Ausatemventil: Passives Ausatemventil WILAsilent 2 beiliegend  
 Durchmesser: 15 mm  
 Länge: 150 cm beheizt  
 Flowbereich: 3 - 30 l/min  
 Verbindungsschlauch: 60 cm  
 Befeuchterkammer: C200AF Auto-fill universal, nur für **AIRniva** verwendbar  
 Standzeit: Einwegsystem, max. 7 Tage

**Kinder**





Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VE
BTS6064A, Atemset beheizt, inkl. AF Befeuchterkammer	27170410	10





## Atemset beheizt, ein-schenklig, mit passivem Ausatemventil WILAsilent 2





**Beschreibung:**  
 Ausatemventil: Atemset beheizt (i), ein-schenklig  
 Durchmesser: Passives Ausatemventil WILAsilent 2 aufgesteckt  
 Länge: 150 cm beheizt  
 Flowbereich: 3 - 30 l/min  
 Verbindungsschlauch: 60 cm  
 Befeuchterkammer: C200AF Auto-fill, nur für **AIRcon Gen2** verwendbar  
 Standzeit: Einwegsystem, max. 7 Tage

**Kinder**



Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VE
BTS2142A , Atemset beheizt, inkl. AF Befeuchterkammer	27115710	10

## Atemset beheizt, ein-schenklig, für Vented-Masken und Highflow Therapie



**Beschreibung:**  
 Ausatemventil: Atemset beheizt (i), ein-schenklig  
 Durchmesser: N/A  
 Länge: 150 cm beheizt  
 Flowbereich: 3 - 30 l/min  
 Verbindungsschlauch: 60 cm  
 Befeuchterkammer: C200AF Auto-fill, nur für **AIRcon Gen2** verwendbar  
 Standzeit: Einwegsystem, max. 7 Tage

**Kinder**



Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VE
BTS2171A , Atemset beheizt, inkl. AF Befeuchterkammer	27151910	10

# BEFEUCHTERKAMMERN

Die Befeuchterkammer ist ein wesentlicher Bestandteil unserer beheizten Beatmungssets, daher sind beide auch perfekt aufeinander abgestimmt.

Somit stellen wir eine optimale Atemgaskonditionierung für maschinell beatmete Patienten sicher, sowohl im klinischen als auch im außerklinischen Umfeld.

Die C200AF Auto-Fill Befeuchterkammern garantieren ein konstantes Wasserstandsniveau, zum einem durch unser ausgeklügeltes Schwimmerset im Kammerinneren und zum anderen durch die hochpräzise Infrarot Wasserstandsüberwachung des AIRcon.

Unsere Befeuchterkammern können sowohl einzeln oder auch als Bestandteil eines kompletten Beatmungssets (Convenience-Kit) bestellt werden.

Mit unserem Sterilwasser „WILaqua“ können wir ein geschlossenes Set komplett aus einer Hand anbieten.

## C200AF AIRcon Befeuchterkammer



Auto-Fill Befeuchterkammer, für alle Patientengruppen.  
Nur für die Verwendung an AIRcon Atemgasbefeuchter.

Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VE
C200AF Auto-Fill Befeuchterkammer für AIRcon	50030030	30



## C200AF Universal Befeuchterkammer



Auto-Fill Befeuchterkammer für alle Patientengruppen.  
Für die Verwendung an AIRniva Atemgasbefeucher.

Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VE
C200AF Auto-Fill Universal Befeuchterkammer	50038030	30

## Humi.AIDE - Wiederverwendbare Befeuchterkammer



\* Nur in ausgewählten Märkten erhältlich.  
Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.


Manuell zu befüllende, wiederverwendbare Befeuchterkammer.

Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VE
Humi.AIDE, wiederverwendbare Befeuchterkammer, 350 ml	270958	1

## ATEMSETS UNBEHEIZT

### Zur Verwendung mit LÖWENSTEIN LUISA

#### Atemset unbeheizt, ein-schenklig, mit aktivem Ausatemventil

**Beschreibung:**

Ausatemventil:

Durchmesser:

Länge:

Flowbereich:

Standzeit:

**Atemset unbeheizt, ein-schenklig**

Aktives Ventil mit Druckmess- und Steuerleitung

22 mm

180 cm

4 - 80 l/min

Einwegsystem, max. 7 Tage

**Erwachsene**

&gt;25kg


**Artikelbezeichnung****Artikelnummer****VE**

BTS8116, Atemset unbeheizt

27173310

10

#### Atemset unbeheizt, ein-schenklig, mit aktivem Ausatemventil

**Beschreibung:**

Ausatemventil:

Durchmesser:

Länge:

Flowbereich:

Standzeit:

**Atemset unbeheizt, ein-schenklig**

Aktives Ventil mit Druckmess- und Steuerleitung

15 mm

150 cm

3 - 30 l/min

Einwegsystem, max. 7 Tage

**Kinder**

10kg ≤ 25kg

**Artikelbezeichnung****Artikelnummer****VE**


BTS6074, Atemset unbeheizt

27173410

10



## Atemset unbeheizt, zwei-schenklig, mit Y-Stück



**Beschreibung:** Atemset unbeheizt, zwei-schenklig  
Y-Stück mit Druckmessleitung


Durchmesser: 22 mm  
Länge: 180 cm  
Flowbereich: 4 - 80 l/min  
Standzeit: Einwegsystem, max. 7 Tage

Erwachsene



Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VE
BTS8118, Atemset unbeheizt	27173710	10

## Atemset unbeheizt, zwei-schenklig, mit Y-Stück



**Beschreibung:** Atemset unbeheizt, zwei-schenklig  
Y-Stück mit Druckmessleitung


Durchmesser: 15 mm  
Länge: 150 cm  
Flowbereich: 3 - 30 l/min  
Standzeit: Einwegsystem, max. 7 Tage

Kinder



Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VE
BTS6073, Atemset unbeheizt	27173210	10

## Atemset unbeheizt, zwei-schenkelig, mit Y-Stück



**Beschreibung:** Atemset unbeheizt, zwei-schenkelig

Y-Stück

Durchmesser: 22 mm

Länge: 180 cm

Flowbereich: 4 - 80 l/min


Standzeit: Einwegsystem, max. 7 Tage

Erwachsene



Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VE
BTS3480, Atemset unbeheizt	27175610	10

## Atemset unbeheizt, zwei-schenkelig, mit Y-Stück



**Beschreibung:** Atemset unbeheizt, zwei-schenkelig

Y-Stück

Durchmesser: 15 mm

Länge: 150 cm

Flowbereich: 3 - 30 l/min

Standzeit: Einwegsystem, max. 7 Tage

Kinder




Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VE
BTS2259, Atemset unbeheizt	27175710	10





## Atemset unbeheizt, ein-schenklig, mit passivem Ausatemventil WILAsilent 2





**Beschreibung:**  
Ausatemventil: Passives Ausatemventil WILAsilent 2 beiliegend  
Durchmesser: 22 mm  
Länge: 180 cm  
Flowbereich: 4 - 80 l/min  
Standzeit: Einwegsystem, max. 7 Tage

Erwachsene



Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VE
BTS8167, Atemset unbeheizt	27178910	10

## Atemset unbeheizt, ein-schenklig, mit passivem Ausatemventil WILAsilent 2




**Beschreibung:**  
Ausatemventil: Passives Ausatemventil WILAsilent 2 beiliegend  
Durchmesser: 22 mm  
Länge: 180 cm  
Flowbereich: 4 - 80 l/min  
Standzeit: Einwegsystem, max. 7 Tage

Erwachsene



Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VE
BTS8072, Atemset unbeheizt	27167910	10

## Atemset unbeheizt, ein-schenklig, mit passivem Ausatemventil WILAsilent 2





**Beschreibung:** Atemset unbeheizt, ein-schenklig  
 Ausatemventil: Passives Ausatemventil WILAsilent 2 beiliegend  
 Durchmesser: 15 mm  
 Länge: 150 cm  
 Flowbereich: 3 - 30 l/min  
 Standzeit: Einwegsystem, max. 7 Tage

Kinder



Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VE
BTS6091, Atemset unbeheizt	27178810	10

## Atemset unbeheizt, ein-schenklig, mit passivem Ausatemventil WILAsilent 2



**Beschreibung:** Atemset unbeheizt, ein-schenklig, inklusive Bakterien-/Virenfilter  
 Ausatemventil: Passives Ausatemventil WILAsilent 2 beiliegend  
 Durchmesser: 15 mm  
 Länge: 150 cm  
 Flowbereich: 3 - 30 l/min  
 Standzeit: Einwegsystem, max. 7 Tage

Kinder




Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VE
BTS6053, Atemset unbeheizt	27167810	10



## Zur Verwendung mit Breas Vivo 45LS/55 und Vivo 65 Beatmungsgeräten

### Atemset unbeheizt, ein-schenklig, mit aktivem Ausatemventil



**Beschreibung:** Atemset unbeheizt, ein-schenklig  
 Ausatemventil: Aktives Ventil mit Steuerleitung  
 Durchmesser: 22 mm  
 Länge: 180 cm  
 Flowbereich: 4 - 80 l/min  
 Standzeit: Einwegsystem, max. 7 Tage

Erwachsene



#### Artikelbezeichnung

#### Artikelnummer


#### VE

BTS3172, Atemset unbeheizt

27068510

10

### Atemset unbeheizt, ein-schenklig, mit aktivem Ausatemventil



**Beschreibung:** Atemset unbeheizt, ein-schenklig  
 Ausatemventil: Aktives Ventil mit Steuerleitung  
 Durchmesser: 15 mm  
 Länge: 150 cm  
 Flowbereich: 3- 30 l/min  
 Standzeit: Einwegsystem, max. 7 Tage

Kinder



#### Artikelbezeichnung

#### Artikelnummer


#### VE

BTS2127, Atemset unbeheizt

27113610

10

## Atemset unbeheizt, zwei-schenkelig, mit Y-Stück (nur für Vivo 65)




**Beschreibung:** Atemset unbeheizt, zwei-schenkelig  
Y-Stück  
Durchmesser: 22 mm  
Länge: 180 cm  
Flowbereich: 4 - 80 l/min  
Standzeit: Einwegsystem, max. 7 Tage

Erwachsene



Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VE
BTS300 - Atemset unbeheizt	27100310	10

## Atemset unbeheizt, zwei-schenkelig, mit Y-Stück (nur für Vivo 65)



**Beschreibung:** Atemset unbeheizt, ein-schenkelig  
Y-Stück  
Durchmesser: 15 mm  
Länge: 150 cm  
Flowbereich: 3- 30 l/min  
Standzeit: Einwegsystem, max. 7 Tage


Kinder



Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VE
BTS200 - Atemset unbeheizt	27032910	10



## Atemset unbeheizt, ein-schenklig, mit passivem Ausatemventil WILAsilent 2



### Beschreibung:

Ausatemventil:

Durchmesser:

Länge:

Flowbereich:

Standzeit:

### Atemset unbeheizt, ein-schenklig

Passives Ausatemventil WILAsilent 2 beiliegend

22 mm

180 cm

4 - 80 l/min



Einwegsystem, max. 7 Tage

Erwachsene



Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VE
BTS8167, Atemset unbeheizt	27178910	10

## Atemset unbeheizt, ein-schenklig, mit passivem Ausatemventil WILAsilent 2



### Beschreibung:

Ausatemventil:

Durchmesser:

Länge:

Flowbereich:

Standzeit:

### Atemset unbeheizt, ein-schenklig, inklusive Bakterien-/Virenfilter

Passives Ausatemventil WILAsilent 2 beiliegend

22 mm

180 cm

4 - 80 l/min


Einwegsystem, max. 7 Tage

Erwachsene



Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VE
BTS8072, Atemset unbeheizt	27167910	10

## Atemset unbeheizt, ein-schenklig, mit passivem Ausatemventil WILAsilent 2




**Beschreibung:** Atemset unbeheizt, ein-schenklig  
 Ausatemventil: Passives Ausatemventil WILAsilent 2 beiliegend  
 Durchmesser: 15 mm  
 Länge: 150 cm  
 Flowbereich: 3 - 30 l/min  
 Standzeit: Einwegsystem, max. 7 Tage

**Kinder**



Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VE
BTS6091, Atemset unbeheizt	27178810	10

## Atemset unbeheizt, ein-schenklig, mit passivem Ausatemventil WILAsilent 2



**Beschreibung:** Atemset unbeheizt, ein-schenklig, inklusive Bakterien-/Virenfilter  
 Ausatemventil: Passives Ausatemventil WILAsilent 2 beiliegend  
 Durchmesser: 15 mm  
 Länge: 150 cm  
 Flowbereich: 3 - 30 l/min  
 Standzeit: Einwegsystem, max. 7 Tage

**Kinder**




Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VE
BTS6053, Atemset unbeheizt	27167810	10





## Zur Verwendung an Resmed Astral Beatmungsgeräten

### Atemset unbeheizt, ein-schenklig, mit aktivem Ausatemventil




**Beschreibung:**  
Ausatemventil: Atemset unbeheizt, ein-schenklig  
Durchmesser: Aktives Ventil mit Druckmess- und Steuerleitung  
Länge: 22 mm  
Flowbereich: 180 cm  
Standzeit: 4 - 80 l/min  
Einwegsystem, max. 7 Tage

Erwachsene



Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VE
BTS3390, Atemset unbeheizt	27124910	10

### Atemset unbeheizt, ein-schenklig, mit aktivem Ausatemventil



**Beschreibung:**  
Ausatemventil: Atemset unbeheizt, ein-schenklig  
Durchmesser: Aktives Ventil mit Druckmess- und Steuerleitung  
Länge: 15 mm  
Flowbereich: 150 cm  
Standzeit: 3 - 30 l/min  
Einwegsystem, max. 7 Tage

Kinder



Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VE
BTS2199 - Atemset unbeheizt	27125110	10

## Atemset unbeheizt, zwei-schenklig, mit passivem Ausatemventil WILAsilent 2



**Beschreibung:** Atemset unbeheizt, zwei-schenklig

Y-Stück

Durchmesser: 22 mm

Länge: 180 cm

Flowbereich: 4 - 80 l/min


Standzeit: Einwegsystem, max. 7 Tage

Erwachsene



Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VE
BTS300 - Atemset unbeheizt	27100310	10

## Atemset unbeheizt, zwei-schenklig, mit passivem Ausatemventil WILAsilent 2



**Beschreibung:** Atemset unbeheizt, zwei-schenklig

Y-Stück

Durchmesser: 15 mm

Länge: 150 cm

Flowbereich: 3 - 30 l/min

Standzeit: Einwegsystem, max. 7 Tage


Kinder



Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VE
BTS200 - Atemset unbeheizt	27032910	10



## Atemset unbeheizt, ein-schenklig, mit passivem Ausatemventil WILAsilent 2





**Beschreibung:**  
 Ausatemventil: Passives Ausatemventil WILAsilent 2 beiliegend  
 Durchmesser: 22 mm  
 Länge: 180 cm  
 Flowbereich: 4 - 80 l/min  
 Standzeit: Einwegsystem, max. 7 Tage

**Erwachsene**



Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VE
BTS8167, Atemset unbeheizt	27178910	10

## Atemset unbeheizt, ein-schenklig, mit passivem Ausatemventil WILAsilent 2



**Beschreibung:**  
 Ausatemventil: Passives Ausatemventil WILAsilent 2 beiliegend  
 Durchmesser: 22 mm  
 Länge: 180 cm  
 Flowbereich: 4 - 80 l/min  
 Standzeit: Einwegsystem, max. 7 Tage


**Erwachsene**



Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VE
BTS8072, Atemset unbeheizt	27167910	10



## Atemset unbeheizt, ein-schenklig, mit passivem Ausatemventil WILAsilent 2




**Beschreibung:** Atemset unbeheizt, ein-schenklig  
 Ausatemventil: Passives Ausatemventil WILAsilent 2 beiliegend  
 Durchmesser: 15 mm  
 Länge: 150 cm  
 Flowbereich: 3 - 30 l/min  
 Standzeit: Einwegsystem, max. 7 Tage

**Kinder**



Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VE
BTS6091, Atemset unbeheizt	27178810	10

## Atemset unbeheizt, ein-schenklig, mit passivem Ausatemventil WILAsilent 2



**Beschreibung:** Atemset unbeheizt, ein-schenklig, inklusive Bakterien-/Virenfilter  
 Ausatemventil: Passives Ausatemventil WILAsilent 2 beiliegend  
 Durchmesser: 15 mm  
 Länge: 150 cm  
 Flowbereich: 3 - 30 l/min  
 Standzeit: Einwegsystem, max. 7 Tage

**Kinder**



Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VE
BTS6053, Atemset unbeheizt	27167810	10



## Zur Verwendung mit LÖWENSTEIN prisma VENT50

### Atemset unbeheizt, ein-schenklig, mit aktivem Ausatemventil



**Beschreibung:** Atemset unbeheizt, ein-schenklig  
Ausatemventil: Aktives Ventil mit Druckmess- und Steuerleitung  
Durchmesser: 22 mm  
Länge: 180 cm  
Flowbereich: 4 - 80 l/min  
Standzeit: Einwegsystem, max. 7 Tage

Erwachsene



Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VE
BTS3117, Atemset unbeheizt	27058410	10

### Atemset unbeheizt, ein-schenklig, mit aktivem Ausatemventil




**Beschreibung:** Atemset unbeheizt, ein-schenklig  
Ausatemventil: Aktives Ventil mit Druckmess- und Steuerleitung  
Durchmesser: 15 mm  
Länge: 150 cm  
Flowbereich: 3 - 30 l/min  
Standzeit: Einwegsystem, max. 7 Tage

Kinder



Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VE
BTS6068, Atemset unbeheizt	27170610	10

## Atemset unbeheizt, ein-schenklig, mit passivem Ausatemventil WILAsilent 2





**Beschreibung:** Atemset unbeheizt, ein-schenklig  
Ausatemventil: Passives Ausatemventil WILAsilent 2 beiliegend  
Durchmesser: 22 mm  
Länge: 180 cm  
Flowbereich: 4 - 80 l/min  
Standzeit: Einwegsystem, max. 7 Tage

Erwachsene



Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VE
BTS8167, Atemset unbeheizt	27178910	10

## Atemset unbeheizt, ein-schenklig, mit passivem Ausatemventil WILAsilent 2



**Beschreibung:** Atemset unbeheizt, ein-schenklig, inklusive Bakterien-/Virenfilter  
Ausatemventil: Passives Ausatemventil WILAsilent 2 beiliegend  
Durchmesser: 22 mm  
Länge: 180 cm  
Flowbereich: 4 - 80 l/min  
Standzeit: Einwegsystem, max. 7 Tage

Erwachsene




Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VE
BTS8072, Atemset unbeheizt	27167910	10





## Atemset unbeheizt, ein-schenklig, mit passivem Ausatemventil WILAsilent 2




**Beschreibung:** Atemset unbeheizt, ein-schenklig  
 Ausatemventil: Passives Ausatemventil WILAsilent 2 beiliegend  
 Durchmesser: 15 mm  
 Länge: 150 cm  
 Flowbereich: 3 - 30 l/min  
 Standzeit: Einwegsystem, max. 7 Tage

Kinder



Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VE
BTS6091, Atemset unbeheizt	27178810	10

## Atemset unbeheizt, ein-schenklig, mit passivem Ausatemventil WILAsilent 2



**Beschreibung:** Atemset unbeheizt, ein-schenklig, inklusive Bakterien-/Virenfilter  
 Ausatemventil: Passives Ausatemventil WILAsilent 2 beiliegend  
 Durchmesser: 15 mm  
 Länge: 150 cm  
 Flowbereich: 3 - 30 l/min  
 Standzeit: Einwegsystem, max. 7 Tage

Kinder




Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VE
BTS6053, Atemset unbeheizt	27167810	10



# CLEARline

Zur Verwendung mit mechanischen Insufflator-Exsufflator (MI-E)  
LÖWENSTEIN CARO, PHILIPS RESPIRONICS Cough Assist E70

## Atemset unbeheizt, ein-schenklig




**Beschreibung:** Atemset unbeheizt, ein-schenklig  
für mechanischen Insufflator-Exsufflator (MI-E)  
Durchmesser: 22 mm mit glattem Lumen  
Länge: 180 cm  
Standzeit: Einwegsystem, max. 7 Tage



Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VE
BTS3301, Atemset unbeheizt	27093110	10

## Atemset unbeheizt, ein-schenklig



**Beschreibung:** Atemset unbeheizt, ein-schenklig  
für mechanischen Insufflator-Exsufflator (MI-E)  
Durchmesser: 22 mm mit glattem Lumen  
Länge: 90 cm  
Standzeit: Einwegsystem, max. 7 Tage



Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VE
BTS834, Atemset unbeheizt	27119110	10



## High Flow Nasenkanülen

\* Nur in ausgewählten Märkten erhältlich.  
Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.



Die spezielle für die Nasale High Flow Therapy entwickelte Nasenbrille erlaubt die Abgabe von Flussraten von bis zu 80 Litern pro Minute. Ihr kompaktes, flexibles Design zusammen mit dem geringen Gewicht und der geringen Geräuscentwicklung bietet ein Höchstmaß an Patientenkomfort.

Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VE
High Flow Nasenbrille, Größe S	20123310	10
High Flow Nasenbrille, Größe M	20123410	10
High Flow Nasenbrille, Größe L	20123510	10

## LMFlo2 High-Flow Nasenbrille

\* Nur in ausgewählten Märkten erhältlich.  
Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.



WILAMED bietet eine große Bandbreite an Nasenkanülen für die Anwendung in der Nasalen High-Flow Sauerstofftherapie: angefangen von geringen Durchflussraten bei Beatmung der kleinsten Patienten bis hin zu sehr hohen Durchflussraten bei Erwachsenen.

Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VE
LMFlo2 High-Flow Nasenbrille, Größe S (Erwachsene)	201230	10
LMFlo2 High-Flow Nasenbrille, Größe M (Erwachsene)	201231	10
LMFlo2 High-Flow Nasenbrille, Größe L (Erwachsene)	201232	10

## Tubusverlängerung mit DD und BP



Tubusverlängerung mit abgewinkeltem Doppeldrehkonnektor (DD) und Absaug-Bronchoskopieöffnung (BP). Passend auf alle gängigen Endotrachealtuben, Larynxmasken und Larynxtuben.

Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VE
Tubusverlängerung mit DD und BP, 20 cm, 22M/15F-22F	270103131	31
Tubusverlängerung mit DD und BP, 20 cm, 22M/15F-15M	270500131	31
Tubusverlängerung mit DD und BP, 15 cm, 22M/15F-22F	270501131	31
Tubusverlängerung mit DD und BP, 15 cm, 22M/15F-15M	270102131	31



# CozyLine & CozyTube

Entdecken Sie den neuesten Standard in der PAP-Atemtherapie mit unserem beheizten Atemschlauch für Kinder und Erwachsene.

Der eingebettete spiralförmige Heizdraht sorgt für konstante Temperatur- und Feuchtigkeitsniveaus und minimiert effektiv die Kondensation. Das glatte Schlauchlumen gewährleistet einen ungehinderten Luftstrom, so dass Sie sich ganz auf Ihre Therapie konzentrieren können.



### CozyLine (mit Netzteil)

Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VE
BT3489, CozyTube Atemschlauch beheizt mit Netzteil, 180cm, 15 Ø	271072	1
BT3491, CozyTube Atemschlauch beheizt mit Netzteil, 180cm, 19 Ø	271073	1

### CozyTube (ohne Netzteil)


Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VE
BT2634, CozyTube Atemschlauch beheizt, 180cm, 15 Ø	2700621	1
BT2630, CozyTube Atemschlauch beheizt, 180cm, 19 Ø	2700631	1

## AIRline CPAP

Unser hochwertiger AIRline CPAP-Atemschlauch für die Schlaftherapie ist das Ergebnis von fortschrittlichster Technologie in Verbindung mit hochwertigsten Materialien.

Der Innendurchmesser von 15 mm bzw. 19 mm ermöglicht einen optimalen Fluss des Atemgases und minimiert dank der „Smoothbore“ Technologie den Luftwiderstand um die Effizienz der Schlaftherapie zu maximieren, die Geräuschwirkung der Therapie zu reduzieren und so zu einer erholsamen Nachtruhe beizutragen.

Der AIRline CPAP Atemschlauch ist mit allen gängigen CPAP-Geräten und Masken verwendbar, um eine nahtlose Integration in die bestehende Therapie zu gewährleisten.



Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VE
BT2100, Atemschlauch, unbeheizt - Ø15 mm, 180 cm	2704461	1
BT3314, Atemschlauch, unbeheizt - Ø19 mm, 30 cm	2701551	1
BT3307, Atemschlauch, unbeheizt - Ø19 mm, 60 cm	2701531	1
BT3320, Atemschlauch, unbeheizt - Ø19 mm, 75 cm	2700531	1
BT3800, Atemschlauch, unbeheizt - Ø19 mm, 90 cm	2700021	1
BT3304, Atemschlauch, unbeheizt - Ø19 mm, 120 cm	2701461	1
BT3291, Atemschlauch, unbeheizt - Ø19 mm, 150 cm	2701501	1
BT3101, Atemschlauch, unbeheizt - Ø19 mm, 180 cm	2701661	1
BT3400, Atemschlauch, unbeheizt - Ø19 mm, 200 cm	2701361	1
BT3309, Atemschlauch, unbeheizt - Ø19 mm, 270 cm	2701731	1
BT2638, Atemschlauch, unbeheizt, schwarz - Ø19 mm, 60 cm	2701511	1
BT2637, Atemschlauch, unbeheizt, schwarz - Ø19 mm, 180 cm	2701663	1





NEW

## Cirri mini Nasal Masken mit Kopfband



**Die Cirri mini Nasal Masken sind aus weichem Silikon gefertigt.**

- CPAP- und NV-Varianten, jeweils in 4 Größen
- manuell einstellbare Stirnpolster
- geringes Gewicht
- hohe Anpassungsfähigkeit
- hohe Bewegungsfreiheit
- einfache Reinigung
- Standard-Schlauchanschluss 360° drehbar

Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VE
Cirri mini CPAP Nasal Maske mit Kopfband, Größe: Kind S	201144	1
Cirri mini CPAP Nasal Maske mit Kopfband, Größe: Kind M	201145	1
Cirri mini CPAP Nasal Maske mit Kopfband, Größe: Kind L	201146	1
Cirri mini CPAP Nasal Maske mit Kopfband, Größe: Kind XL	201147	1
Cirri mini NV Nasal Maske mit Kopfband, Größe: Kind S	201140	1
Cirri mini NV Nasal Maske mit Kopfband, Größe: Kind M	201141	1
Cirri mini NV Nasal Maske mit Kopfband, Größe: Kind L	201142	1
Cirri mini NV Nasal Maske mit Kopfband, Größe: Kind XL	201143	1
Kopfband für Kinder, Größe: S/M für Cirri Mini Maske	201148	1
Kopfband für Kinder, Größe: L/XL für Cirri Mini Maske	201149	1

## Kopfhaube: DALLAS



Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VE
Kopfhaube DALLAS, Navy Blau, Größe M	300012	1
Kopfhaube DALLAS, Navy Blue, Größe L	300013	1

## Kopfhaube: NEW YORK



Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VE
Kopfhaube NEW YORK, Weiß, Größe S	300005	1
Kopfhaube NEW YORK, Weiß, Größe M	300010	1

## Kopfband: RIO



Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VE
Kopfband RIO, Navy Blau, Uni-Größe	300450	1

## Kinnband: OTTAWA, TORONTO und QUÉBEC



Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VE
Kinnband OTTAWA, mit Netzstoff, Navy Blau, Uni-Größe	300316	1
Kinnband TORONTO, mit Netzstoff, Weiß, Uni-Größe (ohne Abbildung)	300315	1
Kinnband QUÉBEC, Weiß, Uni-Größe	300310	1



# ZUBEHÖR

## WILAsil CPAP Reiniger



CPAP Spezialreiniger für Atemmasken, Atemschläuche und Zubehör. Konzentrat zum Mischen mit Wasser.

Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VE
WILAsil Reiniger, 250 ml (DE)	500177	9
WILAsil Reiniger, 250 ml (CH)	500178	9
WILAsil Reiniger, 250 ml (NL)	5001777	9
WILAsil Reiniger, 250 ml (FR)	5001780	9
WILAsil Reiniger, 250 ml (ES)	5001779	9
WILAsil Reiniger, 250 ml (EL)	500179	9

## Schlauchhülle „WILAcover Nordkap“



Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VE
Schlauchhülle „WILAcover Nordkap“, grau	270158	10







LÖWENSTEIN  
medical

704

6.0 cmH2O

-

+



# PRODUKTKATALOG



## **WILamed GmbH**

*Equipment for Professionals*

Aurachhöhe 5-7

91126 Kammerstein, Deutschland

Tel.: +49(0)9178 99 69 99-0

E-Mail: [info@wilamed.com](mailto:info@wilamed.com)

Web: [www.wilamed.com](http://www.wilamed.com)

