

Fact Sheet

Fasce mentoniere Ottawa • Toronto • Québec

L'alternativa alla maschera full face




Ottawa
con tessuto a rete, blu navy, taglia unica



Toronto
bianco, taglia unica




Québec
con tessuto a rete, bianco, taglia unica



CHIUSURA IN VELCRO

Grazie alla chiusura in velcro, è garantita una regolazione individuale per qualsiasi forma della testa. La fascia mentoniera può essere applicata in modo flessibile prima o dopo aver indossato la maschera.



COMFORT DURANTE IL SONNO

Soluzione confortevole per sostenere delicatamente la mascella durante il sonno. Alternativa efficace alla maschera full face per evitare perdite d'aria dalla bocca.



FLESSIBILITÀ

Compatibile con tutte le comuni maschere nasali o a cuscinetti nasali. Materiali morbidi garantiscono comfort per tutta la notte.



WILamed GmbH

Aurachhöhe 5-7 • 91126 Kammerstein, Germania
☎ +49(0)9178 99 69 99-0 • 📠 +49(0)9178 99 67 78
E-Mail: info@wilamed.com • URL: www.wilamed.com